

# Centurion 300

## Esteira ergométrica

A resistência e a leveza do alumínio, aliadas ao moderno design, colocam a Centurion 300 em um novo patamar de esteiras para uso médico. Desenvolvida para realização de teste de esforço ou cardiopulmonar, é a única esteira do mercado com saída USB nativa, permitindo controle automático digital. Suporta pacientes com até 200Kg e tem uma das maiores áreas de voo da categoria, inclinação de 0 a 26% com velocidade máxima de 18 km/h, 220V / 60Hz.

Possui sistema de fricção reduzida em sua cinta, extinguindo assim a necessidade de lubrificação.



- Integrado com Ergo PC
- Integrado com Ergo PC Air
- Integrado com Ergo PC Elite Air

- Registro - Anvisa
- Garantia de 1 ano  
3 meses de garantia para os acessórios

### Fazem parte da estrutura da Centurion 300:



01 cabo USB de conexão com o computador



01 cabo de equalização de potencial (aterramento)

Use sempre acessórios originais Micromed. Consulte nota técnica anexa 003/2020

### Sugestão de Nobreak para Esteira Centurion 300 (se necessário):

Nobreak Onda Senoidal  
Potência: 5 KVA  
Voltagem de Entrada: 220V  
Voltagem de Saída: 220V

Sugerimos que a esteira seja ligada a um circuito isolado de rede elétrica com aterramento.

A Esteira ergométrica Centurion 300 só é compatível com Ergo PC / Ergo PC Air / Ergo PC Elite.

Manual do Usuário da Centurion 300 disponível no site: [www.micromed.ind.br](http://www.micromed.ind.br)