

Laudo Interpretativo

Medidas Automáticas

O módulo de Laudo Interpretativo utiliza como solução para medidas automáticas do eletrocardiograma digital Wincardio o programa HES (Hannover ECG System). Suas medidas são precisas e com uma resolução maior do que o olho humano é capaz de alcançar. Utiliza algoritmo alemão, aperfeiçoado há mais de 40 anos, com alta resolução em microvolts e apresentação dos cálculos pelas equações de Bazett e Fridericia.

■ Módulo HES

■ Registro - Anvisa

■ Telemedicina nativa Micromed
(Comercializado à parte)

■ Garantia de 1 ano

Medidas automáticas e análises:

- ▶ frequência cardíaca;
- ▶ eixos frontais;
- ▶ duração da onda P;
- ▶ duração do intervalo PR;
- ▶ QT corrigido (Fridericia e Bazett);
- ▶ análise técnica;
- ▶ análise do ritmo;
- ▶ análise do QRS-T.

Módulo de laudo interpretativo somente disponível para nossos eletrocardiogramas Wincardio e Wincardio Air.

Para ativar sua licença de Medidas Automáticas contate a Micromed ou o seu representante local.